

CIZALLAS DE PRECISION de Doble Cuchilla

Cizallas diseñadas para cortar de forma rápida y en una sola operación muestras de Papel de un ancho determinado (a elegir) y de 260 mm de longitud.

De acuerdo a normas: ISO 1924 – SCAN P38 – TAPPI...



Cod.: T-3159 - CIZALLA DE DOBLE CUCHILLA DE PRECISION

- Anchos de corte a elección entre 10 - 12,7 - 15 - 20 o 25,4 mm
- Dimensiones cizalla: 455 x 285 x 270 mm (ancho x fondo x alto)
- Peso Neto : 8 Kg

Cod.: T-3161 - CIZALLA DE DOBLE CUCHILLA DE PRECISION

- Ancho de corte 50 mm
- Dimensiones cizalla: 455 x 285 x 270 mm (ancho x fondo x alto)
- Peso Neto: 10 Kg

Con una cuchilla fija y dos móviles construidas en acero especial templado y rectificado. Antes de efectuar el corte, se presiona una palanca que aproxima la cuchilla fija al tope guía, con objeto de sujetar y alisar la muestra, y así obtener muestras con mayor exactitud en sus dimensiones.

Equipadas con protector de **SEGURIDAD** en Metacrilato, el cual evita introducir las manos al operario entre las cuchillas y la base de corte, durante el proceso de corte de muestras.