

CIZALLA UNIVERSAL DE LABORATORIO

A cizalla con las máximas características y gran facilidad de funcionamiento. Con tope lateral escuadra posterior y frontal. La escuadra frontal es ajustable por medio de un pomo giratorio graduado con una escala precisa de ajuste. El dispositivo de corte permite cortar tiras de hasta 1 mm de anchas



ESPECIFICACIONES:

- Protector automático transparente, de cuchilla en plástico Lexan® irrompible
- Escala de medidas
- Topes laterales
- Escuadra trasera
- Indicaciones de los formatos estándares grabados sobre la propia base
- Construcción sólida, totalmente metálica

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Longitud de corte : 385 mm
- Capacidad de corte : 50 hojas de papel fino
- Pisón de sujeción de la muestra manual (para evitar deslizamientos)
- Tamaño de la mesa : 356 x 403 mm

DIMENSIONES Y PESOS:

Dimensiones: 400 x 595 x 275 mm (A x F x Al)
Caja de transporte: 600 x 700 x 400 mm (A x F x Al)
Peso NETO / BRUTO: 8 Kg / 15 Kg

CONTENIDO DEL ENVIO:

> CIZALLA UNIVERSAL

