

CIZALLAS CIRCULARES para Cartón Corrugado

Corte de muestras con precisión de **CARTON CORRUGADO*** para ensayos de FCT y determinación del GRAMAJE



Profundidad de corte fácilmente ajustable para diferentes espesores de muestras.

La cuchilla queda totalmente cubierta por el chasis para seguridad

Con tres pines de fijación a la muestras, situados en la base, para evitar deslizamientos del corta-muestras durante la operación de corte.

*** Corte de muestras asegurado hasta un espesor de 10 mm**

Cuatro modelos disponibles :

Cod. T-5351 – de 100 cm² de area

Cod. T-5352 – de 50 cm² de area

Cod. T-6344 – de 10 pulgadas² de área

Cod. T-6345 – de 5 pulgadas² de área

PESOS Y DIMENSIONES:

Dimensiones: 150 x 150 x 190 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Embalaje: 300 x 300 x 350 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Peso Neto/Bruto: 1,5 Kg / 5 Kg

CONTENIDO ENVIO:

> Corta-probetas Circular (modelo elegido)