

CORTADORA DE MUESTRAS "ECT" - Neumática

Con este corta-muestras neumático de precisión, se pueden preparar muestras de Cartón Corrugado para realizar ensayos ECT en el Compresómetro T-5184. Las dos cuchillas paralelas y el dispositivo de posicionamiento de las muestras producen un limpio y paralelo corte de la muestra.

De acuerdo a normas: DIN – TAPPI - EN – ISO 3037



- ❑ Fácil de usar
- ❑ Seguridad de uso
- ❑ Diseño robusto

- Espesor de muestras hasta 15 mm
- Ancho de Corte (a seleccionar uno al pedido)

El corte de la muestra se realiza por medio de 2 cuchillas paralelas (con un solo filo, para obtener muestras sin deformaciones laterales en los bordes cortados), obteniéndose probetas rectangulares del ancho elegido y hasta un máximo de 15 mm. de espesor. Con pantalla de metacrilato transparente para proteger al operario en la manipulación, evitando riesgos de accidente.

➤ CE

Ancho de corte, a elegir uno entre :

- 25 ± 0,5 mm - FEFCO
- 31,8 ± 1,6 mm (1.25" ± 0,063 in.) - Onda **B** - TAPPI
- 38,1 ± 1,6 mm (1.50" ± 0,063 in.) - Onda **C** - TAPPI
- 50,8 ± 1,6 mm (2.00" ± 0,063 in.) - Onda **A** - TAPPI

NOTA : Podemos suministrar otros anchos de corte

CONEXIONES:

Aire Comprimido: 6-8 Bar / 6-8 Kg / cm²

PESOS Y DIMENSIONES:

Dimensiones: 500 x 240 x 150 mm (Ancho x Fondo x Alto)

Embalaje: 650 x 450 x 400 mm (Ancho x Fondo x Alto)

Peso Neto/Bruto: 18 Kg / 30 Kg

CONTENIDO ENVIO:

> Corta-muestras neumático ECT

