

## PRENSAS CORTAPROBETAS Manuales

Presas corta-probetas rectangulares, cuadradas o circulares de precisión para preparar muestras con gran exactitud, con el objeto de realizar bajo condiciones de las normas internacionales los ensayos de Tracción, Gramaje, SCT, CMT, RCT, CCT... para Papel (Liner / Medium) ...

- q Fácil de usar
- q Rapidez y precisión
- q Construcción robusta

Versiones para muestras rectangulares:

- q 15 x 300 mm.
- q 12,7 x 152,4 mm.
- q 25 x 300 mm
- q 210 x 297 mm. (DIN A4)
- q Precisión: +/- 0,05 mm

Versiones para muestras circulares:

- q 100 cm<sup>2</sup>
- q 50 cm<sup>2</sup>
- q Precisión: +/- 0,1 mm



Fabricadas con acero templado de gran calidad, que aseguran una larga vida de uso.

NOTA: Otras dimensiones se fabrican bajo pedido