


Módulo para Monitorizar en PC las pesadas reales que se realizan en las Balanzas de Precisión



“Datos en Tiempo Real...”



Compatible con LYNX Plus y Pro



Puede operar de forma Autónoma o Integrado con el Módulo de Gestión Básica LYNX (un solo equipo) o en el Sistema LYNX Plus ó Pro de gestión integral del laboratorio (varios equipos interconectados en Red Local)

- ❑ Sin errores humanos
- ❑ Trazabilidad conforme ISO 9000
- ❑ Rapidez en la ejecución de ensayos y obtención de resultados

Por medio de este Módulo de Software de Ensayos y utilizando una Balanza de Precisión, se monitorizan Digital y Gráficamente los resultados obtenidos en la Balanza.

- Indicación de Valor Máximo – Mínimo – Medio y Desviación Estándar
- Capacidad de hasta 100 Ensayos ó Mediciones por cada Informe
- Funciones de SALVAR – IMPRIMIR y COPIAR AL PORTAPAPELES

OPCIONAL: Código T-6879 - MODULO DE GESTION LYNX con Estadísticas Básicas
Permite realizar gestión de los datos, elección idiomas, generación de informes, librería de unidades, niveles de password, Introducción de valores mínimos, máximos y óptimos para explotar los datos con estadísticas, gráficas de Barras, Campanas de GAUSS, Comparativa de Tolerancias..., exportación datos a Word – Excel..., generación PDF...

