


BALANZA DE PRECISION modelo S-203

Para realizar pesadas de precisión en el laboratorio



- ❑ **Calibración electrónica externa automática**
- ❑ **Tiempo de medición (típico): 2 segundos**
- ❑ **Adaptación a las condiciones ambientales y de aplicación:**
4 escalas optimizadas de filtros
- ❑ **Peso Neto (aprox.): 4 Kg.**
- ❑ **10 Unidades de peso seleccionables:**
g; ct; lb; ozt; oz; GN; dwt; tlc; mom; pcs
- ❑ **Programas de aplicación seleccionables:**
Conmutación de unidades; Pesada en Porcentaje; Cuentapiezas
- ❑ **Conexión a la red mediante adaptador CA. 220**
- ❑ **Interface RS-232 integrado**
- ❑ **Fabricado conforme a ISO 9001**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Código	Modelo	Capacidad Rango de tara (g)	Legibilidad Precisión (g)	Repetibilidad (g)	Dimensiones Plato pesada (mm)	Tipo	Pesa de Calibración externa (OPCIONAL)
6808	S-203	200	0,001	0,001	114 Ø	2	200 g – Clase F-1

Características técnicas comunes: Programa cuentapiezas; Porcentaje. Calibración automáticas con pesa externa. Conmutación entre unidades de peso. Interface RS-232. Burbuja niveladora y patas regulables en altura.

Incluye paravientos. Accesorios disponibles: Impresora, Batería externa recargables

Opcionalmente se suministra la pesa de calibración externa correspondiente a cada modelo.