

BALANZA DE GRAMAJE

Para determinar el gramaje en Papel, Cartón, Films, Tejidos...



Balanza electrónica digital de precisión, con doble display de lectura directa:

*** Pesada real:**

- ❑ Capacidad: 150 g.
- ❑ Resolución de lectura: 0,01 g.

*** Gramaje:**

- ❑ Capacidad: 15.000 g / m²
- ❑ Resolución de lectura: 1 g / m²

La balanza se suministra con una plantilla para cortar muestras de 100 x 100 mm. A través del teclado se puede calcular al Peso/m. lineal de la bobina. A partir de este dato y conociendo el peso de la bobina, se determina la longitud en metros de la misma. (No dispone de salida RS-232)