


ANALIZADOR DE HUMEDAD modelo MAC NH/50

Para determinar con rapidez y precisión la HUMEDAD en muestras de Papel, Cartón, Textil, Alimentos..... Así mismo se puede emplear como balanza de precisión en pesada real para usos generales en el laboratorio.



LYNX Compatible



Balanza de doble función (pesada real y humedad en %) automática, muy fácil de usar. Resultados rápidos y fiables, alta precisión, total reproducibilidad. Los resultados pueden ser visualizados en (humedad %, peso seco % o en peso directo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de pesada real 50 g
- Resolución de lectura 0,001 g
- Precisión de la lectura de 0,1 a 0,5 % (dependiendo del peso de la muestra y su composición)
- Tecnología **halógena de cuarzo**
- Dimensiones de la cámara de secado: 120 x 120 x 20 mm
- Rango de tara en toda su capacidad
- Peso mínimo de la muestra: 2 g
- Duración del ensayo 2-20 Minutos
- Intervalo de medida de 5 a 20 segundos
- Resolución en humedad 0,01 %
- Rango de temperaturas de secado 50-160 °C
- Corrección de temperatura automática
- Dimensiones del plato de pesada: 90 mm de diámetro
- Interface de conexión a PC. RS-232

NOTA: Al disponer de interface RS-232 esta balanza puede incorporarse dentro del Sistema Integral de Laboratorio **LYNX** *

* **LYNX** es un desarrollo de TECHLAB SYSTEMS S.L.

CONEXIONES:

Eléctrica: 115 to 230 V, 50 or 60 Hz

DIMENSIONES Y PESOS:

Dimensiones: 170 x 300 x 180 mm (W x D x H)

Caja de transporte: 300 x 440 x 300 mm (W x D x H)

Peso NETO/BRUTO: 7,5 Kg / 10 Kg

CONTENIDO DEL SUMINISTRO:

> BALANZA DE HUMEDAD modelo MAC NH/50

