

## CISAILLES Double Lame - PAPIER

Pour une découpe rapide d'échantillon de papier avec une longueur de 260mm et diverses largeurs . Opération réalisable en une seule main. Existe avec une lame ou deux lames mobiles. Construction en acier spécial .

Normes applicables : ISO 1924 – SCAN P38 – TAPPI...



CISAILLE DOUBLE LAME

Code.: T-3159	Modèle DBC-12,7 de 12,7 mm de largeur de coupe
Code.: T-3160	Modèle DBC-15 de 15 mm de largeur de coupe
Code.: T-6920	Modèle DBC-20 de 20 mm de largeur de coupe
Code.: T-6921	Modèle DBC-25 de 25 mm de largeur de coupe
Code.: T-6922	Modèle DBC-25,4 de 25,4 mm de largeur de coupe
Code.: T-3161	Modèle DBC-50 de 50 mm de largeur de coupe

- Dimensions : : 455 x 285 x 270 mm (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids Net : 10 Kg

Avant la découpe, presser sur le levier situé a l'extrémité de la cisaille. Cette pression garantie un parfait maintien de l'échantillon et une découpe précise

Equipement fournit avec une protection de sécurité en méthacrylate pour éviter l'insertion des mains des opérateurs entre les lames et la table de découpe.