


## CISAILLES CIRCULAIRES – Carton Ondulé

Pour découpe précise d'échantillons de **Carton Ondulé** pour essais FCT et détermination du Grammage



Découpe profonde ajustable facilement pour différentes épaisseurs d'échantillons

La lame est totalement couverte par le châssis.

Trois points de fixation fixé a la base évite le glissement de l'échantillon lors de la découpe.

Découpe d'échantillons jusqu'a 10 mm d'épaisseur.

**Quatre modèles disponibles:**

Code T-5351 – **100 cm<sup>2</sup> de surface**

Code T-5352 – **50 cm<sup>2</sup> de surface**

Code T-6344 – **10 inch<sup>2</sup> de surface**

Code T-6345 – **5 inch<sup>2</sup> de surface**

**DIMENSIONS ET POIDS:**

Dimensions: 150 x 150 x 190 mm (L x P x H)  
Caisse pour Transport: 300 x 300 x 350 mm (L x Px H)  
Poids Net Net/Brut: 1,5 Kg / 5 Kg

**CONTENU DE LA LIVRAISON:**

> Cisaille Circulaire