

EMPORTE PIECES Manuels

Presses pour couper des échantillons de papier en manière rectangulaire, carrée ou circulaire avec rapidité et précision **pour faire des essais traction, RCT, CCT, SCT, CMT, Grammage...**


- q Construction robuste
- q Rapidité et précision
- q Facile à utiliser

Version Rectangulaire :

- q 15 x 300 mm.
- q 12,7 x 152,4 mm.
- q 25 x 300 mm
- q 210 x 297 mm. (DIN A4)
- q Précision: +/- 0,05 mm

Version Circulaire :

- q 100 cm²
- q 50 cm²
- q Precisión: +/- 0,1 mm



Emporte pieces construit de l'acier allié gâché d'outil pour assurer la longue vie.

NOTE : D'autres tailles, sur demande