

CLASSEUR DE FIBRES Type Bauer McNett

Description: Permet de classer les fibres suivant leur longueur.

Selon les normes: TAPPI T233 - SCAN M6 - PAPTAC C.5V...



La version standard est fourni avec :

- 1ere Station, ouverture des grilles de 1,168 mm. (14 mailles)
- 2ème Station, ouverture des grilles de 0,589 mm. (28 mailles)
- 3ème Station, ouverture des grilles de 0,295 mm. (48 mailles)
- 4ème Station, ouverture des grilles de 0,147 mm. (100 mailles)
- 5ème Station, ouverture des grilles de 0,074 mm. (200 mailles)

NOTE: D'autres d'ouvertures de grilles peuvent êtres fournis.



Code. T6881 – modèle CF04 - Classeur de Fibres Type Bauer McNett Mod. CF-04 (de 4 stations)

Code. T6880 – modèle CF-05 - Classeur de Fibres Type Bauer McNett Mod. CF-05 (de 5 stations)

- Construction en acier inoxydable Toutes les unités de classification sont équipées d'un agitateur (conduite à moteur de 0,15 CV)
- Remplacement aisé des grilles
- Marquage CE

ALIMENTATION:

Electrique: 220 V trois-phase 50 ou 60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS:

Dimensions: 1250 x 600 x 2000 mm (L x P x H)

Caisse pour transport: 1450 x 800 x 2200 mm (L x P x H)

Weight Net/Gross: 215 Kg / 350 Kg

CONTENU de la LIVRAISON :

> Fibres Classifier Code 6881 or 6880 complete avec les grilles

