

FORMETTE ISO - PAPIER

Pour la production de feuilles de papier standardisés

Selon norme: ISO 5269/2 - DIN 54.358 partie 1 - UNE 57.042/2 - NF Q 50.002

Pour connaître les propriétés mécaniques et optiques des papiers, cartons et matériaux similaires, il est nécessaire de réaliser au laboratoire, de façon rapide et reproductible, des feuilles de papier dans les mêmes conditions d'usage.

L'équipement est composé:

- Base
- Une grille recouverte d'une toile métallique
- Un cylindre en plastique transparent. Le cylindre est ajusté à la grille circulaire.
- D'un siphon de drainage

Les accessoires répondent strictement aux spécifications des normes

- Agitateur (fig 1)
- Rouleau de couchage (fig.2)
- Outil pour échange de la toile (fig.3)



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)



Diamètre utile de 216 mm

Height (m)	Width (m)	Depth (m)	Weigh (kg)
1.35	0.45	0.86	67