


PRESSE Hydraulique Manuel - Papier

Presse pour essorage des feuilles de papiers obtenues avec la formette FH.01



PRESSE HYDRAULIQUE

Plateau supérieur oscillant pour faciliter la mise en place des feuilles.

- Capacité jusqu'à 5 Kg/cm²
- Ajustement de pression manuel
- Pour feuilles de papier de diamètre 215 mm
- Manomètre de contrôle de pression

ALIMENTATION:

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions: 400 x 560 x 460 mm (W x D x H)

Caisse pour Transport : 550 x 650 x 550 mm (W x D x H)

Poids Net/Brut 65 Kg / 87 Kg

CONTENU DE LA LIVRAISON:

> Presse hydraulique manuel

