


RECIRCULATION DES EAUX BLANCHES

F/ Formette Standard



L'équipement qui est décrit ci dessous en combinaison avec la formette standard, permet la réutilisation des eaux blanches issus de la fabrication des feuilles de papier.

Les fonctions suivantes peuvent être contrôlés:

- Entrée eau (A)**
- Contribution des eaux blanches (B)**
- Collecte eaux blanches (C)**
- Recirculation eaux blanches (D)**

Une fois l'équipement installé avec la formette, l'apparence est la suivante:

A gauche, la colonne où est fabriqué la feuille de papier. A droite, le réservoir d'eau qui inclut le contrôle de la machine avec les représentations graphiques ci jointes :

