



Logiciel LYNX d'essais de COMPRESSION des EMBALLAGES



"Données en Temps Reel..."

Modes des essais de COMPRESSION

- ✓ BCT
- ✓ CHARGE CONSTANTE
- ✓ CYCLIQUE



- ❑ Vitesse Dans l'exécution d'essais et l'obtention de résultats
- ❑ Sans erreurs humaines
- ❑ Traçabilité ISO 9000

Avec ce logiciel d'essais, et en utilisant une machine de compression, des essais de compression à la Rupture, la Compression à la Charge Constante et la Compression Cyclique dans les Emballages en Carton Ondulé et Compact, Plastique, en Métal peuvent être réalisés, les results obtenles sont montrées Digital et Graphiquement dans le moniteur du PC.

- Indication de la Valeur maximale, minimales et moyenne et déviation standard
- Capacité de jusqu'à 100 essais ou mesures para chaque rapport
- Fonction de SAUVER- IMPRIMER et COPIER À PORTAPAPIERS, rapports en format PDF

INCLUS : Code T-6879 - MODULE LYNX DE GESTION avec les Statistiques de base

Le LYNX Module de gestion vous permet de gérer les données produites, choisissez la langue de l'interface, de préparer et d'imprimer des rapports que vous pouvez personnaliser avec votre logo, changer les unités d'essais, différents niveaux de mots-clés de utilisateur, introduire des valeurs minimales, maximales et optimales pour gérer des données avec des outils statistiques, graphiques de bars, Gaussien Bell, comparatifs des les tolérances, d'exporter les données vers Word - Excel ..., génération de PDF et plus.

