



Logiciel Module pour monitoring de lourdes effectués dans des Balances de Précision de Laboratoire

*“Données en Temps Reel...”*



PRECISION  
Scales



Il peut travailler d'une forme Autonome ou Composé dans le Module LYNX de Gestion avec les statistiques de base ou incorporée dans le système de Gestion Integrelle de Laboratoire LYNX Plus ou Pro (connexion de plusieurs appareils d'essais en réseau local) avec d'autres appareils et des mesures de laboratoire d'essais

- Vitesse Dans l'exécution d'essais et l'obtention de résultats
- Sans erreurs humaines
- Traçabilité ISO 9000

Avec ce logiciel d'essais et utilisant une Balance de Précision, les results obtenles sont montrées Digital et Graphiquement dan le moniteur du PC.

- Indication de la Valeur maximale, minimales et moyenne et déviation standard
- Capacité de jusqu'à 100 essais ou mesures para chaque rapport
- Fonction de SAUVER- IMPRIMER et COPIER À PORTAPAPIERS, rapports en format PDF

**OPTION :** Code T-6879 - MODULE LYNX DE GESTION avec les Statistiques de base

Le LYNX Module de gestion v ous permet de gérer les données produites, choisissez la langue de l'interface, de préparer et d'imprimer des rapports que v ous pouv ez personnaliser avec v otre logo, changer les unités d' essais, différents niv eaux de mots-clés de utilisateur, introduire des v aleurs minimales, maximales et optimales pour gérer des données avec des outils statistiques, graphiques de bars, Gaussen Bell, comparatifs des les tolérances, d'exporter les données vers Word - Excel ..., génération de PDF et plus.

