





“Données en Temps Reel...”



Logiciel LYNX d'essais de compression
CMT - RCT - CCT - ECT - FCT - PAT.



ECT



FCT



SAMPLES CRUSH
TESTER



Il peut travailler d'une forme Autonome ou incorporée dans le Module LYNX de Gestion avec les statistiques de base ou incorporée dans le système de Gestion Intégrale de Laboratoire LYNX Plus ou Pro (connexion de plusieurs appareils d'essais en réseau local) avec d'autres appareils et des mesures de laboratoire d'essais

- Vitesse Dans l'exécution d'essais et l'obtention de résultats
- Sans erreurs humaines
- Traçabilité ISO 9000

Avec ce Logiciel d'Essais et en utilisant un Mesureur de Résistance à l'Compression avec ses correspondants dispositifs d'essais de compression pour le Papier CCT – RCT et /ou le Carton Ondulé ECT – PAT. Les results obtenles sont montrées Digital et Graphiquement dans le moniteur du PC.

- Indication de la Valeur maximale, minimales et moyenne et déviation standard
- Capacité de jusqu'à 100 essais ou mesures para chaque rapport
- Fonction de SAUVER- IMPRIMER et COPIER À PORTAPAPIERS, rapports en format PDF

OPTION : Code T-6879 - MODULE LYNX DE GESTION avec les Statistiques de base

Le LYNX Module de gestion vous permet de gérer les données produites, choisissez la langue de l'interface, de préparer et d'imprimer des rapports que vous pouvez personnaliser avec votre logo, changer les unités d'essais, différents niveaux de mots-clés de utilisateur, introduire des valeurs minimales, maximales et optimales pour gérer des données avec des outils statistiques, graphiques de bars, Gaussien Bell, comparatifs des les tolérances, d'exporter les données vers Word - Excel ..., génération de PDF et plus.

