



LYNX-View est un logiciel développé par Metrotec qui permet de visualiser les résultats, obtenus ou entrés, sous forme graphique dans le logiciel **LYNX System**. Ce logiciel, contrôlé par un accès à distance, sert d'indicateur aux divers opérateurs dans l'usine.



- Affichage rapide et simple, en temps réel, des résultats de la production.
- Information concernant la qualité aux responsables des autres secteurs d'activités (transformation, livraison, etc.)
- Confiance de vos clients. En installant **LYNX-View**, vous pouvez afficher en toute transparence sur écran les résultats de sa production en cours lors de sa visite.
- Sensibilisation des employés de la qualité en cours en installant **LYNX-View** dans divers endroits de votre société.

C'est le responsable du laboratoire qui programme les résultats qu'il souhaite faire apparaître sur les écrans à distance. **LYNX-View** peut être installé sur tous les PC de votre usine connecté au réseau local.



Les caractéristiques de **LYNX-View** sont:

- Affichage simultané jusqu'à 10 diagrammes avec les résultats des différents essais.
- Sélection des résultats à visualiser:
 - ✓ Par commande (production) et rapport (lot d'essais)
 - ✓ Par type de matériel, date d'essais et ou machine de production
- Possibilité de créer et garder les configurations des affichages.
- Possibilité de programmation intermittente de toutes les configurations et visualisations des écrans.
- Contrôle de la fréquence de rafraîchissement des résultats.
- Affichage graphique des différentes tolérances des essais.
- Affichage de différentes couleurs des tolérances des résultats.
- Information sur l'état de fonctionnement de **LYNX-View**.
- Possibilité de faire apparaître les informations que vous souhaitez sur les écrans des PC, situé dans l'usine, que vous souhaitez.

