



**DESCRIPTION**

Le Module MERCURY NET peut être adapté à les versions of **LYNX Plus** y **LYNX Pro**, selon les besoins de chaque organisation.

**Module Mercury Net** (accès pour 1 Usine)

Avec ce système, l'accès aux informations générés par le Laboratoire de Contrôle Qualité est global. Les résultats et statistiques sont visibles depuis n'importe quel PC par Intranet ou Internet.

**AVANTAGES**

- ❑ **ACCÈS A DISTANCE DES INFORMATIONS** par INTRANET et INTERNET
- ❑ **RAPIDE** acquisition des résultats
- ❑ **SANS ERREURS HUMAINES**, lors de l'exploitation
- ❑ **SIMPLE d'emploi**
- ❑ **TRACABILITE SELON ISO 9000**
- ❑ **OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES.**
- ❑ **SEQUENTIAL and SIMULTANEOUSLY Tests, depending version:**
  - **Code. T 1134 - LYNX Plus** : ESSAIS SEQUENTIELS
  - **Code. T 1143 - LYNX Pro**: ESSAIS SIMULTANES & SEQUENTIELS (1 usine)

**CARACTERISTIQUES**

- ❑ **Système Exploitation recommandé: Workstation / Windows 2000 – XP , sur serveur Intranet : Windows 2000 Workstation ou XP Professionnel** (pour moins de 5 accès à distance) et **Windows 2000 / 2003 Serveur** (pour plus 5 accès à distance)
- ❑ **COMPATIBLE BASE DE DONNEES:** INTERBASE – ORACLE – SQL Server ...
- ❑ **STRUCTURE MODULAIRE**
- ❑ **GENERATION de fichiers PDF**
- ❑ **OUVERT ET CONFIGURABLE**
- ❑ **STATISTIQUES en Temps Réel**
- ❑ **MULTILANGUES**
- ❑ **DIFFERENTS NIVEAUX D'ACCES D'UTILISATEUR**
- ❑ **INCLUT 5 Licences Mercury Net LICENCES: accès à distance aux informations (sans Base de Données)**

**OPTIONS:**

- ❑ **Licences illimitées** pour accéder aux informations par INTRANET et INTERNET
- ❑ **SYSTEMES d'EXPLOITATION – Base de Données – Licences Base de Données (pour accès à distance par INTERNET) ...**
- ❑ **PC – SERVEURS –RESEAUX LOCAUX – ACCESSIBILITE INTERNET – PERIPHERIQUES ...**

\* Windows 2000 - XP - VISTA are products developed by Microsoft Corporation