


BALANCE DE PRECISION

Pour faire de pesée de précision en laboratoire



COMPATIBLE



- ❑ Mesure du temps (typique): 2 secondes
- ❑ L'adaptation aux conditions du milieu et de Mise en œuvre
- ❑ 4 échelles optimisé filtres
- ❑ Poids net (approx.): 4 lbs.
- ❑ 10 unités sélectionnables poids:
- ❑ G; ct; lb; ozt; oz; NG; tpl; tlc; maman; pc
- ❑ La connexion au réseau via un adaptateur AC 220 V
- ❑ Intégré RS-232
- ❑ Fabriqué conformément à la norme ISO 9001
- ❑ Marquage CE

CARACTERISTIQUES:

Code	Model	Capacite (g)	Résolution (g)	Repeativity (g)	Plate size (mm)
6808	S-603	200	0,001	0,001	114 Ø