


BALANCE DE PRECISION modèle S-203

Pour faire de pesée de précision en laboratoire



COMPATIBLE



- ❑ **Mesure du temps (typique): 2 secondes**
- ❑ **L'adaptation aux conditions du milieu et de Mise en œuvre**
- ❑ **4 échelles optimisé filtres**
- ❑ **Poids net (approx.): 4 lbs.**
- ❑ **10 unités sélectionnables poids:**
- ❑ **G; ct; lb; ozt; oz; NG; tpl; tlc; maman; pc**
- ❑ **La connexion au réseau via un adaptateur AC 220 V**
- ❑ **Intégré RS-232**
- ❑ **Fabriqué conformément à la norme ISO 9001**
- ❑ **Marquage CE**

CARACTERISTIQUES:

Code	Model	Capacite (g)	Résolution (g)	Repeativity (g)	Plate size (mm)
6808	S-203	200	0,001	0,001	114 Ø