


## BALANCE DE GRAMMAGE

Pour déterminer la masse au mètre carré (grammage)  
dans le Papier, Carton...



**Balance électronique de précision, avec double affichage direct de la lecture:**

**\* Poids réel:**

- ❑ Capacité: 150 g.
- ❑ Résolution de lecture: 0,01 g.

**\* Grammage:**

- ❑ Capacité: 15.000 g / m<sup>2</sup>
- ❑ Résolution de lecture: 1 g / m<sup>2</sup>

Le balance est fourni avec un modèle de couper des échantillons de 100 x 100 mm. Par l'intermédiaire du clavier peut calculer le poids linéaire / m de rouleau. À partir de ces données et de connaître le poids du rouleau, elle détermine la longueur en mètres de la même chose. (Non disponible sortie RS-232)