

Appareil de Mesure de RUGOSITÉ et POROSITÉ

Permet de déterminer la Rugosité et la Perméabilité des Papiers et Cartons

Norme Applicables: ISO 5636/5, TAPPI T-460 & TAPPI T-536-88, ASTM D-726-58 & D-202-77, APPITA/AS 1301-420, BS 5926, CPPA D-14, SCAN P-19 & P-53.

- ❑ Modes d'essai automatique et manuel
- ❑ Unites: BEKK, BENDTSEN, GURLEY et SHEFIELD
- ❑ Choisissez parmi plusieurs réglages de volume
- ❑ Interchangeables orifices
- ❑ (1,0 sq.in standard, 0,25 et 0,1 sq.in facultatif)
- ❑ Facile à lire, menu-drive affichage graphique
- ❑ Calculer moyenne et Ecart automatiquement
- ❑ RS-232 et Centronics sortie de la plupart des ordinateurs et des imprimantes
- ❑ Non huile requis
- ❑ Fidèle dispositif de serrage
- ❑ Compatible avec LYNX



OPTIONS

- ❑ Air filtre / régulateur / combo Déshydratant
- ❑ Printer, une imprimante matricielle, rouleau
- ❑ Interchangeables orifices (1,0, 0,25 et 0,1 sq.in)

Le modèle 4340 se distingue de la traditionnelle manuel Densometers de plusieurs façons. Premièrement, le modèle 4340 utilise la plus récente de débit massique et servo-régulateur de la technologie pour apporter une réponse rapide et précise que l'essai est sans huile. Deuxièmement, les deux vérins pneumatiques assurent une fixation à pression, ainsi qu'une fonction de test automatique, qui permet à l'utilisateur de tester un échantillon plusieurs fois sans cesse l'ouverture et la fermeture de la zone d'essai à la main. Troisièmement, avec l'ajout d'un mécanisme automatique, l'utilisateur peut programmer le numéro de tests ainsi que la travée ils sont testés plus. Par conséquent, une feuille ou une bande de papier peuvent être analysés automatiquement, avec la sortie en soit Gurley secondes, Sheffield, Bendtsen ou Bekk équivalent secondes

OPTION:

LYNX Software

A travers un PC et LYNX Single Software + Essai Module, il est possible de faire l'acquisition rapide et fiable des résultats. Le traitement des statistiques est possible ultérieurement.



Alimentations:

Electrique: 230 V, 50/60 Hz
Air comprimé: Minimé 40,5 PSI

DIMENSIONS ET POIDS:

Dimensions: 325 x 320 x 295 mm (L x P x H)
Caisse pour transport: 680 x 720 x 550 mm (L x P x H)
Poids Net/Brut: 14 Kg /25 Kg

Contenu de la livraison:

> Appareil automatique modele 4340N