


ANALYSEUR D'HUMIDITÉ

Pour une détermination rapide et précise de l'humidité contenu dans les Papiers, cartons, textile, nourriture, échantillons.



Compatible avec



Balance à double fonction (lecture directe de masse et % humidité), automatique et simple d'emploi.

Rapide et fiable, haute précision et répétable. Les résultats sont exprimés (% humidité, % masse sèche ou masse directe). Peut être utilisé comme balance de précision pour les travaux de laboratoire.

SPECIFICATION:

- Capacité lecture masse: 50 g
- Résolution lecture 0,001 g
- Précision de lecture 0.1 à 0.5 % (dépendant du poids de l'échantillon et sa composition)
- Technologie **quartz halogène**
- Dimensions de la chambre de séchage : 120 x 120 x 20 mm
- Tare sur toute l'échelle
- Masse minimale d'échantillon: 2 g
- Durée de l'essai: 2-20 Minutes
- Intervalle de mesure de 5 à 20 secondes
- Résolution humidité 0,01 %
- Plage de températures de séchage 50-160 °C
- Correction automatique de la température
- Dimension plateau de la balance : 90 mm de diamètre
- Interface RS-232

NOTE: Compatible avec **LYNX Plus et Pro** (Integral Tests Management System) sous "WINDOWS XP-VISTA". Possibilité d'utilisation comme balance de précision pour usage général de laboratoire.

* **LYNX** est un développement de TECHLAB SYSTEM S.L.

* WINDOWS XP-VISTA sont des marques de Microsoft Corporation

CONEXIÓN:

Eléctrica: 115 a 230 V 50 / 60 Hz

DIMENSIONES:

Dimensiones: 170 x 300 x 180 mm (Ancho x Fondo x Alto)

Embalaje: 300 x 440 x 300 mm (Ancho x Fondo x Alto)

Peso Neto / Bruto aprox.: 7,5 Kg / 10 Kg

CONTENIDO ENVIO:

> Balanza de Humedad y Pesaje

